



**Två enkla åtgärder
för att minnera
riskerna i hemmet**

Hörnskydd & stödhandtag

Stödhandtag


Att sätta upp ett stödhandtag är en blygsam åtgärd som kan reducera risken för falloolyckor i olika vardagssituationer. Tillfällena är otaliga då ett stödhandtag skulle underlätta och bidra till en säkrare hantering. Det kan t.ex. vara då man skall ta sig upp från badkar, toalett, säng eller soffa. Då man tar av och på skor är en annan situation då ett stödhandtag skulle underlätta.

Stödhandtaget med platta och smala ändrar passar där fästutrymmet på bredden är begränsat, exempelvis i en dörrkarm.

Med det lite grövre räfflande handtaget i plast kan man få ett rejält och stadigt grepp som också ökar känslan av stabilitet och säker balans.



- Ø 25 mm polyesterbelagt stålrör
- 40 mm breda fästen med 2 skruvhål
- Längd 455 mm
- Vit färg



- Ø 36 mm profilförstärkt plaströr
- Greppsäkert räfflat rör
- Längd 305 mm eller 610 mm



- 3 skruvhål för stabil infästning
- Täcklock för att dölja skruvarna
- Ø 85 mm ytterkant på täcklock
- Vit färg

Hörnskydd

För att eliminera skador som kan uppkomma vid hörn då man kör med rullstol, kärror, städvagnar eller dammsugare har vi tagit upp hörnskydd i vårt sortiment. Skydden finns för att täcka delar av eller hela hörnet från golv till tak.

Hörnskydden finns i längder om 1250 eller 2500 mm och i bredderna 30 eller 60 mm på vardera sida. De är tillverkade i aluminium och är vit- eller natureloxerade. De monteras med dubbelhäftande tejp eller konstruktionslim.



Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®